

## SapiMed Rektoskopi


Utstyrspakke for diagnostisk og operativ rektoskopi

Denne utstyrspakken inneholder alt som trengs for rektoskopiske undersøkelser; godt lys kombinert med engangs anoskopiutstyr.

Lyskilden, EndoLight Flex LED er en støyfri og særdeles kompakt LED-lyskilde som kan dimmes 0-100 % og kun veier ca. 4 kg. Den har levetid på over 30.000 timers bruk. Sammen med den tilbyr vi lyskabel og lysfiberstav som kan føres inn i rektoskop.


Utstyret kan benyttes sammen med våre engangs rektoskop fra SapiMed. Dette er rektoskop som er rimelige, gode og enkle i bruk.

SapiMeds rektoskop kommer i følgende utgaver:




### Proktoskop

Artikkelnr. A.4300  
Tube 130 mm, Ø 19,6 mm  
Eske á 25 stykk + 2 håndtak




### Rektoskop, barn

Artikkelnr. A.4400  
Tube 200 mm, Ø 15,1 mm  
Eske á 25 stykk + 2 håndtak



### Rektoskop, voksen

Artikkelnr. A.4200  
Tube 250 mm, Ø 19,6 mm  
Eske á 25 stk + 2 håndtak



### Rektosigmoidoskop med flex

Artikkel A.4100  
Hvit tube 300 mm, Ø 19,5 mm  
Eske á 50 stk + 3 håndtak

Ekstra håndtak og pakker med kun tuber kan bestilles for alle modellene.



Lyskilde, Endolight Flex LED



Lysfiberkabel og lysfiberstav



Engangs rektoskop

### Bestillingsinformasjon

### Artikkelnr.

### Antall

Endolight Flex LED, komplett	51660011	1 stk
Lysfiberkabel, Ø 2,5 mm, 2,3 m lang	806625231	1 stk
Lysfiberstav	B.0365	1 stk

